

植込み型除細動器(ICD,CRT-D)

植込み患者さんの CT 検査当日の説明書

(検査前)

- 検査予定時刻の 30 分前に来院してください
- 来院の際は、植込み型除細動器手帳(ICD 手帳、CRT-D 手帳)を持参してください
- 循環器医師、臨床工学技士(場合により植込み型除細動器メーカー立ち会い)により CT 検査前の植込み型除細動器のチェックを実施させていただきます
- 植込み型除細動器のチェックに問題がない場合、モード(設定)を CT 検査用のものに変更させていただきます
- 準備ができ次第、CT 検査を始めます

(検査中)

- CT 検査中の心電図は植込み型除細動器を通じて遠隔監視しています
- CT 検査中は、循環器医師、診療放射線技師、臨床工学技士が連携して安全に行います

(検査後)

- CT 検査後、植込み型除細動器のモード(設定)を循環器医師、臨床工学技士により速やかに元に戻します
- 最後に植込み型除細動器のチェックを行い終了となります

(その他)

- その他、なにかご不明点があれば下記までお問い合わせください

済生会広島病院 地域医療連携室 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地 2 丁目 3 番 10 号

TEL:082-820-1747(直通) FAX:082-820-1757(直通)